


Silo   
*ICX templant®*

***ICX-IMPERIAL®***



**Future is now.**

Silo Implant system - [www.siloimplant.com](http://www.siloimplant.com) - [info@siloimplant.com](mailto:info@siloimplant.com)

Tel.: 039 97.123.76

Il concetto digitale ICX-DIGITAL

# ICX-IMPERIAL®


## ICX-IMPERIAL – il futuro. Implantologia Digitale

Con ICX IMPERIAL Silo Implant System offre una consistente riduzione di prezzo e di tempo per la preparazione e la realizzazione della protesi provvisoria e definitiva.

Grazie alla comprovata procedura **ICX-MAGELLAN** per l'inserimento implantare con pianificazione tridimensionale guidata da dima chirurgica, abbiamo il riferimento dell'esatta posizione degli impianti nell'arcata prima di intervenire sul paziente.

Nella maggior parte dei casi, bisogna ricorrere ad Abutment angolati per parallelizzare l'inserimento obliquo degli impianti.

Grazie agli Abutment inclinati e alla pianificazione a priori, otterremo anche la protesi provvisoria prima di sottoporre il paziente all'intervento.



**Scegli la tua opzione: tra i 7 pacchetti ICX IMPERIAL sarà possibile selezionare il caso ideale per il vostro paziente.**

Ciò significa che quando si implementa un caso **ICX-IMPERIAL**, verranno progettati e spediti non solo la guida chirurgica richiesta, ma anche il modello stampato in 3D per la costruzione del provvisorio, gli impianti pianificati nelle lunghezze e nei diametri corretti, i necessari multi unit abutment ICX per parallelizzare l'angolazione di inserimento implantare nelle corrette altezze gengivali.

(Se si sceglierà l'opzione completa con **Smile Bridge** verranno spediti nella confezione le componenti secondarie in titanio già ridotte alle altezze appropriate, nonché ICX-SmileBridge, un provvisorio a lungo termine fresato da PMMA ad alte prestazioni, (materiale garantito 6 anni) ed un contenuto di monomero inferiore allo 0,5%.)


Ciò significa che, il paziente avrà bisogno di una sola visita per rilevare i dati tridimensionali dei raggi X mediante DVT o CT, dopodiché, tutto il trattamento e la guarigione, saranno progettati dal sistema **ICX MAGELLAN**. Siamo supportati dall'enorme esperienza della casa madre tedesca dove oramai da tempo si sviluppa questa procedura. Si eseguono centinaia di interventi ogni mese, con notevoli successi! È diventato chiaro che la decisione giusta è quella di digitalizzare il più possibile l'intero flusso di lavoro.

In retrospettiva, si può affermare che le inesattezze verificatesi nella chirurgia guidata del mascellare sono principalmente dovute ai passaggi „manuali“ nella catena del processo.


Ad esempio, l'acquisizione dell'impronta o la modellazione manuale hanno talvolta indotto inesattezza nella sovrapposizione trasportando l'errore nella fase chirurgica.

Passa alle nuove possibilità di ripristino immediato con **ICX-IMPERIAL**.

1) ICX-MAGELLAN:  
DVT/CT-SCAN  
PREPARAZIONE E SCANSIONE




2) ICX-MAGELLAN:  
PIANIFICAZIONE DEL CASO



3) ICX-MAGELLAN:  
CONSEGNA DEL CASO:  
ICX IMPERIAL BOX



4) ICX-MAGELLAN:  
PROCEDURA CHIRURGICA  
CHIRURGIA GUIDATA E PROTESICA  
INDIVIDUALE CON ICX-IMPERIAL




Lavorando con ICX-IMPERIAL, riceverai la guida chirurgica, un modello 3D stampato, tutti gli impianti e gli abutment e analoghi richiesti.

5) ICX-MAGELLAN:  
  
ICX SAFETY GUIDE



Il futuro dell'implantologia digitale.


## Pacchetto n°1



### 4 Impianti a 0° gradi

ICX-MAGELLAN	1 pianificazione individuale (progettato dal nostro Team di esperti)
	1 Guida Chirurgica ICX-MAGELLAN (FINO A 14 BOCCOLE E 4 PIN eseguito con tecniche di stampa 3D innovative)
ICX-PREMIUM SISTEMA	4 ICX-IMPIANTI 4 ICX-MULTI ABUTMENT DRITTI
ICX-MODELLO	4 ICX-CANULLA PROTESICA IN TITANIO 4 ANALOGHI CAD/CAM DA GESSO
	1 Modello stampato 3D (realizzato con tecniche di stampa 3D innovative)
BOX CHIRURGICO	Noleggio Box Chirurgico ICX Safety Guide

## Pacchetto n°2




### 2 Impianti a 0° + 2 Impianti angolati 17°/35°

ICX-MAGELLAN	1 pianificazione individuale (progettato dal nostro Team di esperti)
	1 Guida Chirurgica ICX-MAGELLAN (FINO A 14 BOCCOLE E 4 PIN eseguito con tecniche di stampa 3D innovative)
ICX-PREMIUM SISTEMA IMPLANTARE	4 ICX IMPIANTI PREMIUM 2 ICX-MULTI ABUTMENT DRITTI 2 ICX-MULTI ABUTMENT 17°/35°
	4 ICX-CANULLA PROTESICA IN TITANIO 4 ANALOGHI CAD/CAM DA GESSO
ICX-MODELLO	11 Modello stampato 3D (realizzato con tecniche di stampa 3D innovative)
BOX CHIRURGICO	Noleggio Box Chirurgico ICX Safety Guide

Il concetto digitale ICX-DIGITAL

# ICX-IMPERIAL<sup>®</sup>

Pacchetto n°3



4 Impianti inclinati 17°/35°

ICX-MAGELLAN	1 pianificazione individuale (progettato dal nostro Team di esperti)
ICX-PREMIUM SISTEMA	1 Guida Chirurgica ICX-MAGELLAN (FINO A 14 BOCCOLE E 4 PIN eseguito con tecniche di stampa 3D innovative)
ICX-MODELLO	4 ICX IMPIANTI PREMIUM 4 ICX-MULTI ABUTMENT 17°/35° 4 ICX-CANULLA PROTESICA IN TITANIO 4 ANALOGHI CAD/CAM DA GESSO
	1 Modello stampato 3D (realizzato con tecniche di stampa 3D innovative)
BOX CHIRURGICO	Noleggio Box Chirurgico ICX Safety Guide

Silo



ICX templant<sup>®</sup>

# ICX-IMPERIAL<sup>®</sup>

## ICX-MAGELLAN

- Pianificazione individuale (progettato dal nostro Team di esperti)
- Guida chirurgica individuale, boccole incluse
- Modello 3D con analoghi.
- Guida Chirurgica ICX-MAGELLAN (FINO A 14 BOCCOLE E 4 PIN eseguito con tecniche di stampa 3D innovative)

## ICX-PREMIUM

SISTEMA IMPLANTARE  
IMPIANTI E ABUTMENT

- Impianti ICX-PREMIUM presenti nella progettazione - Multi abutment ICX
- Abutment protesici realizzati in titanio


## ICX-MODELLO

- Realizzato con tecniche di stampa 3D innovative

## ICX-ACTIVE MASTER


PER CARICHI IMMEDIATI CON  
ESIGENZE ESTETICHE

- Possibilità di allineamento attivo dell'impianto
- Taglio inverso opzionale



## Future is now.


## Pacchetto n°4



### 6 Impianti 0° gradi

ICX-MAGELLAN	1 pianificazione individuale (progettato dal nostro Team di esperti)  1 Guida Chirurgica ICX-MAGELLAN (FINO A 14 BOCCOLE E 4 PIN eseguito con tecniche di stampa 3D innovative)
ICX-PREMIUM SISTEMA IMPLANTARE	6 ICX IMPIANTI PREMIUM 6 ICX-MULTI ABUTMENT 6 ICX-CANULLA PROTESICA IN TITANIO 6 ANALOGHI CAD/CAM DA GESSO
ICX-MODELLO	1 Modello stampato 3D (realizzato con tecniche di stampa 3D innovative)
BOX CHIRURGICO	Noleggio Box Chirurgico ICX Safety Guide


## Pacchetto n°5



### 4 Impianti 0° + 2 Impianti inclinati 17°/35°

ICX-MAGELLAN	1 pianificazione individuale (progettato dal nostro Team di esperti)  1 Guida Chirurgica ICX-MAGELLAN (FINO A 14 BOCCOLE E 4 PIN eseguito con tecniche di stampa 3D innovative)
ICX-PREMIUM SISTEMA IMPLANTARE	6 ICX IMPIANTI PREMIUM 4 ICX-MULTI ABUTMENT DRITTI 2 ICX-MULTI ABUTMENT 17°/35° 6 ICX-CANULLA PROTESICA IN TITANIO 6 ANALOGHI CAD/CAM DA GESSO
ICX-MODELLO	11 Modello stampato 3D (realizzato con tecniche di stampa 3D innovative)
BOX CHIRURGICO	Noleggio Box Chirurgico ICX Safety Guide


## Pacchetto n°6



### 2 Impianti 0° + 4 Impianti inclinati 17°/35°

ICX-MAGELLAN	1 pianificazione individuale (progettato dal nostro Team di esperti)  1 Guida Chirurgica ICX-MAGELLAN (FINO A 14 BOCCOLE E 4 PIN eseguito con tecniche di stampa 3D innovative)
ICX-PREMIUM SISTEMA	6 ICX IMPIANTI PREMIUM 4 ICX-MULTI ABUTMENT 17°/35° 2 ICX-MULTI DRITTI
ICX-MODELLO	6 ICX-CANULLA PROTESICA IN TITANIO 6 ANALOGHI CAD/CAM DA GESSO  11 Modello stampato 3D (realizzato con tecniche di stampa 3D innovative)
BOX CHIRURGICO	Noleggio Box Chirurgico ICX Safety Guide

## Pacchetto n°7




### 6 Impianti inclinati 17°/35°

ICX-MAGELLAN	1 pianificazione individuale (progettato dal nostro Team di esperti)  1 Guida Chirurgica ICX-MAGELLAN (FINO A 14 BOCCOLE E 4 PIN eseguito con tecniche di stampa 3D innovative)
ICX-PREMIUM SISTEMA	6 ICX IMPIANTI PREMIUM 6 ICX-MULTI ABUTMENT 17°/35° 6 ICX-CANULLA PROTESICA IN TITANIO
ICX-MODELLO	6 ANALOGHI CAD/CAM DA GESSO  1 Modello stampato 3D (realizzato con tecniche di stampa 3D innovative)
BOX CHIRURGICO	Noleggio Box Chirurgico ICX Safety Guide

# Silo

*ICX templant®*



Silo Implant system  
[www.siloimplant.com](http://www.siloimplant.com) - [info@siloimplant.com](mailto:info@siloimplant.com)  
Tel.: 039 97.123.76